

NTG



大きな安心を、手のひらに。



活気ゲンOQ
KAKKIGEN



活気ゲンII
KAKKIGEN

活気ゲンは、どなたにも簡単に取り扱える携帯用酸素吸入器です。

残量ゲージ付タイプの活気ゲンOQ、標準タイプの活気ゲンIIの2種類をご用意しています。

小型・軽量で持ち運びにも便利なので、どのような時にもすばやく対応ができます。

5つの特徴

1

簡単操作

ダイヤルの操作だけで簡単に酸素の流量が調節できます。
小型・軽量のカートリッジ式で交換も簡単です。

2

便利なポケットサイズ

小さくて軽いコンパクト設計で持ち運びに便利です。
予備のカートリッジを多めに携帯できます。

3

ダイヤル全開時で連続8～9分間

酸素ガスカートリッジ1本に約17Lの酸素入り。
ダイヤル全開時(流量毎分2L)で8～9分の連続使用が可能です。

4

マスク、カニューラいずれも使用可能

状況に応じての使い分けができ、幅広くお使いいただけます。

5

MADE IN JAPAN

製品は安心の日本製です。



ご自宅で

ベッドサイドなどに置いておけば、
使用されるご本人が常に手が届くので安心。
また、どなたでも簡単に操作ができるので、
ご家庭の医薬品ケースに常備しておくのも
おすすめです。



お出かけ先で

コンパクト設計なので、
カバンの中に常備しておけます。
交換も簡単なので、もしもの場合に備えて
カートリッジを多めに携帯しておけば、
よりいっそう安心です。

活気ゲンOQ KAKKIGEN



本体バルブ



マスク



マスク
(ホース付き)



カニューラ



スタンド



専用酸素ガス
カートリッジ2本

仕様

[本体バルブ(残量ゲージ付)] 毎分0～2リットル/
クラス分類:一般医療機器、特定保守管理医療機器

[日本薬局方酸素ガスカートリッジ(医薬品)] 寸法:長さ14cm、直径4cm/
内容積:98cc / ガス量:約16～18リットル(35℃)

[単体質量] 約450g

活気ゲンII KAKKIGEN



本体バルブ



マスク



マスク
(ホース付き)



カニューラ



バッグ



専用酸素ガス
カートリッジ2本

仕様

[本体バルブ] 毎分0～2リットル/
クラス分類:一般医療機器、特定保守管理医療機器

[日本薬局方酸素ガスカートリッジ(医薬品)] 寸法:長さ14cm、直径4cm/
内容積:98cc / ガス量:約16～18リットル(35℃)

[単体質量] 約430g



交換用酸素ガス カートリッジ(医薬品)

日本薬局方酸素ガスカートリッジ
5本入り

※交換用酸素ガスカートリッジのみでは、酸素
吸入ができません。最初に必ず活気ゲンOQ
又は活気ゲンIIをお求めください。



活気ゲンをご購入希望の方は、
お近くの薬剤師の居る薬局へお問い合わせいただきご購入ください。

製造販売元

NTG

日本炭酸瓦斯株式会社

〒120-0012 東京都足立区青井 3-12-15 TEL.03-3849-1573 (国内営業部) FAX.03-3880-6829

<http://www.ntg.co.jp/>

※ご使用の際には必ず付属の取扱説明書をお読み下さい。